

Tabela przyporządkowania koloru dla Cercon ceram love i Duceram love

Vita Classic	Liner/Opaker Dentyna Enamel	ID OE Flu SM
A1	2 2 1 1	1 1 1 1 1 1
A2	3 1 3 1 2	1 1 1 1 1 2
A3	6 1 9 1 2	1+2 1 1+2 1 1+2 1 2+4
A3,5	12 1 16 1 2	1+4 1 1+2 1 1+2 1 3+4
A4	12 1 21 1 3	3+4 2 2 1 4
B1	1 1 2 1 1	1 1 1 1 1 1
B2	4 1 4 1 1	1 1 1 1 1 1+4
B3	5 1 8 1 2	1+2 1 1+2 1 1+2 1 3+4
B4	8 1 14 1 2	2+4 2 2 1 4
C1	7 1 7 1 1	1+4 2 2 1 1
C2	11 1 17 1 3	1+4 2 2 1 4
C3	11 1 19 1 3	2+4 2 2 1 4
C4	13 1 22 1 3	2+4 2 2 1 4
D2	7 1 13 1 2	2+4 1 1+2 1 2 1 1+4
D3	11 1 15 1 3	2+4 1 1+2 1 1+2 1 2+4
D4	10 1 17 1 3	2+4 2 2 1 4

Vita 3D - Master	Liner/Opaker Dentyna Enamel	ID OE Flu SM
1M1	2 1 1+2 1 1	1 1 1 1 1 1
1M2	2 1 1+6 1 2	1 1 1 1 1 2
2L1.5	4 1 7 1 1	1+4 1 1+2 1 1+2 1 1+4
2L2.5	4 1 6+8 1 1	1+4 1 1+2 1 1+2 1 1+4
2M1	2 1 2 1 1	2+4 1 1 1+2 1 1
2M2	4 1 12 1 1	2+4 1 1+2 1 1+2 1 1+4
2M3	4 1 6+8 1 2	2+4 1 1+2 1 1+2 1 3+4
2R1.5	7 1 4 1 1	2+4 1 1+2 1 1+2 1 1+4
2R2.5	6 1 6+9 1 2	2+4 1 1+2 1 2 1 1
3L1.5	4 1 18 1 3	2+4 1 1+2 1 2 1 4
3L2.5	5 1 8 1 2	2+4 2 2 1 2 3+4
3M1	7 1 13 1 3	2+4 1 1+2 1 2 1 1+4
3M2	9 1 6 1 3	2+4 1 1+2 1 1+2 1 2+4
3M3	8 1 14 1 2	2+4 2 2 1 4
3R1.5	11 1 15 1 2	3+4 2 2 1 2
3R2.5	10 1 16 1 2	3+4 2 2 1 3+4
4L1.5	11 1 19 1 3	1+4 2 2 1 4
4M2	12 1 21 1 3	3+4 2 2 1 2+4
4M3	11 1 14+23 1 3	3+4 2 2 1 3+4
4R1.5	11 1 11+22 1 3	3+4 2 2 1 4
4R2.5	12 1 5+23 1 3	3+4 2 2 1 4+5
5M2	11 1 20+23 1 3	3+4 2 2 1 4
5M3	12 1 10+23 1 3	3+4 2 2 1 4+5

W przypadku konieczności łączenia dwóch mas, należy je zważyć i wymieszać dokładnie w proporcji 1:1 odmierając porcje za pomocą dołączonego w zestawie porcyjnika. Intensywne dentyny ID dają barwę bardzo intensywną: efekt można osłabić w zależności do stopnia jasności za pomocą WS „Stand by”.