



Kiss Artist Kit

Kiss Artist Kit

Dentyny



Corn

Przezierny, podobny jak opalizujące szkliva; służy do uwydatnienia kolorów z grupy D; nadaje się także do naprzemiennego układania mamelonów.



Butter

Przezierny, podobny jak opalizujące szkliva; służy do uwydatnienia kolorów z grupy B; nadaje się także do naprzemiennego układania mamelonów.



Honey

Przezierny, podobny jak opalizujące szkliva; służy do uwydatnienia kolorów z grupy A; nadaje się także do naprzemiennego układania mamelonów.



Lavender

Przezierny, podobny jak opalizujące szkliva; służy do uwydatnienia kolorów z grupy C; nadaje się także do naprzemiennego układania mamelonów.



Creme

Modyfikator; do zastosowania w górnej 1/3 części warstwowania dentyny. Można go mieszać lub używać solo.



Marble

Modyfikator; do zastosowania w górnej 1/3 części warstwowania dentyny. Można go mieszać lub używać solo.



Chocolat

Modyfikator do dodatkowego przyciemnienia ciemnych kolorów; do zastosowania na całej powierzchni zęba; można go mieszać lub używać solo.

Dentyna fluoryzująca



Gray Inside (GI)

Jedyna w swoim rodzaju fluoryzująca dentyna, za pomocą której można ukryć jasne kontury podbudowy przy brzegu siecznym uzupełnienia.

Transparentna masa efektowa



Transpa Red (TR)

Przydatna do indywidualizacji zębów z grupy kolorów zawierającej czerwienie.

Masy dziąsłowe



Gum 3

Uzupełnienie do Gum 1 i Gum 2 – silnie wysyczone kolorem



Gum 4

Uzupełnienie do Gum 1 i Gum 2 – silnie wysyczone kolorem

